

Geachte relatie,

We sturen u deze nieuwsbrief om u op de hoogte te stellen van de recente ontwikkelingen bij Dyna Dental. Wij doen ons uiterste best om u de beste service te bieden.

In deze nieuwsbrief:

- Implantaatverpakking
- Webshop
- Assortimentswijzigingen
- Implant manual Dyna Helix
- Algemene voorwaarden

Implantaatverpakking

We willen u graag op de hoogte brengen van een verandering in onze Dyna Helix implantaatverpakking. Door de impact van COVID-19 en de oorlog in Oekraïne ondervindt de wereldwijde toeleveringsketen van verschillende sectoren nog steeds problemen, waaronder het tekort aan glazen verpakkingen. Dit heeft invloed op verpakkingsbedrijven, detailhandelaars, e-commercemerken en andere markten. Zelfs de farmaceutische industrie kampt met problemen door een dreigend tekort aan deze verpakkingen, waarbij COVID-vaccins in glazen flesjes worden geleverd.



Als gevolg hiervan moeten wij nu een ander type glas gebruiken voor het buisje dat verkleurt door gamma sterilisatie. Vanaf vandaag kan het daarom voorkomen dat u naast de gebruikelijke extra beschermende heldere transparante buisjes, ook bruin transparante buisjes in de blister tegenkomt.

We willen benadrukken dat de kwaliteit van het glazen buisje niet is veranderd en dat we ons houden aan strenge richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

Het glas voldoet aan verschillende voorwaarden zoals:

- voldoende wanddikte
- geschiktheid voor primaire verpakking van geneesmiddelen
- het kunnen doorstaan van de maximale dosis van 45 kGy tijdens gamma sterilisatie.

We begrijpen dat deze verandering enige vragen kan oproepen, maar we kunnen u verzekeren dat ons glazen buisje aan deze strenge richtlijnen voldoet en dat alle benodigde validaties zijn uitgevoerd.

Webshop

Nieuw is ook onze webshop www.dynadental.com/webshop. We streven ernaar om al uw bestellingen via onze webshop te verwerken. Als u hulp nodig heeft bij het aanmaken van een account of als u andere vragen heeft, staan we nog steeds telefonisch voor u klaar. U kunt contact opnemen met onze salesafdeling via sales@dynadental.com of telefonisch op 0164-258980.


Assortimentswijzigingen

Om aan de hoogste kwaliteitseisen te blijven voldoen, worden al onze producten jaarlijks herzien. Hierdoor zijn sommige producten vanaf 1 januari 2023 niet meer bij Dyna Dental te koop, zoals de CM LOC-producten, individuele CoCr-abutments en de Anatomic Implant Bridge Pekkton. U kunt bij Dyna Dental uiteraard wel alle CadCam artikelen vervaardigd uit Titanium aanschaffen en natuurlijk kunt u bij ons nog steeds terecht voor alle andere producten uit ons assortiment. Als u nog geen prijslijst heeft, kunt u deze [hier](#) aanvragen:

We hebben daarnaast ook nieuwe producten toegevoegd aan ons assortiment.

Implantaat lengte 6 mm

Naast ons vertrouwde assortiment kunt u nu ook een aantal nieuwe producten bij Dyna Dental bestellen. Zo bieden we sinds kort een implantaat met een lengte van 6 mm aan. Dit implantaat is alleen beschikbaar in het type DC en in diameter 4,2 mm. Dit implantaat is bedoeld voor ondersteuning in combinatie met meerdere implantaten (langer dan 6 mm) en is met name geschikt voor plaatsing in de posterior regio. Bij het plaatsen van dit implantaat is het gebruik van de Cortical Reamer of Taper geen optie.



U kunt dit implantaat bestellen met artikelnummer 44206DC. Als gevolg van de introductie van het 6 mm implantaat hebben we ook een chirurgische cassette ontwikkeld die speciaal is ontworpen voor het 6 mm implantaat. Deze bevat Depth Gauges met een markering voor het 6 mm implantaat en speciale boren met een lengte van 6 mm. U kunt deze cassette bestellen met productnummer 12IS60.

Drill extender

Het artikel C7650 van Elos is vervangen door KI589.204 van Komet Brasseler, welke fungeert als een drill extender. De prijs blijft ongewijzigd. Bestel het artikel [hier](#)!

Ball abutments Cendres + Métaux voor Straumann

Sinds kort verkopen we ook de Ball abutments van Cendres + Métaux voor Straumann. De artikelnummers van deze Ball abutments zijn:

- 05002446 CM DALBO ABUTMENT STRAUMANN RN4.8 H1
- 05002447 CM DALBO ABUTMENT STRAUMANN RN4.8 H2
- 05002448 CM DALBO ABUTMENT STRAUMANN RN4.8 H3
- 0700 0266 CM DALBO ABUTMENT SCREWDRIVER

Deze abutments zijn nu verkrijgbaar via onze [webshop](#). Typ het artikelnummer in de zoekbalk om de producten te vinden. De ball abutments van Cendres + Métaux voor Straumann, staan niet in de prijslijst maar zijn wel te verkrijgen via de webshop. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze salesafdeling via sales@dynadental.com of telefonisch via 0164-258980.

Mondverzorging

Wij zijn trots op onze Implantsclean® tandpasta, die sinds 2007 beschikbaar is. Deze tandpasta is de eerste in zijn soort met de actieve zuurstof formule van Ardox-X®, en bevat tevens lactoferrine voor extra voordelen ten opzichte van reguliere tandpasta's. Met name patiënten met implantaten profiteren van de vele voordelen van Implantsclean:

- Implantaatconstructies blijven gaaf
- Helpt bij tandvleesproblemen
- Bevordert wondgenezing
- Voorkomt en verhelpt peri-implantitis
- Voorkomt en behandelt parodontitis
- Helpt bij gevoelige tanden
- Behandelt een slechte adem
- Beperkt kleurverschillen tussen tanden en kronen
- Elimineert schadelijke bacteriën



Wij hebben onlangs een aantrekkelijke combinatie deal voor Implantsclean gelanceerd. U kunt nu een doosje Implantsclean bestellen met daarin 24 x 50 ML en 24 x 15 ML tandpasta voor een nog scherpere prijs. Maak gebruik van deze deal en bestel het product nu via onze [webshop](#).

Naast onze tandpasta bieden wij ook een mondspoelmiddel aan met de actieve zuurstof formule van Ardox-X®. Dit mondspoelmiddel is zeer effectief bij de behandeling van constante slechte mondgeur, omdat het zich richt op de oorzaak in plaats van het maskeren van halitose. Indien u een bestelling plaatst van €750,- of meer op onze webshop, ontvangt u gratis een doos Oxy Treat mondspoelmiddel met 12 stuks. Profiteer van deze aanbieding en bestel nu op onze webshop.

EFM legering

Dyna Dental is opgericht in 1984 en begon met de verkoop van magneten en de bijbehorende legering. Hoewel onze magneetlegering enige tijd niet verkrijgbaar is geweest, hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan een oplossing. We zijn verheugd om aan te kondigen dat onze legering binnenkort weer beschikbaar zal zijn. Tevens willen wij u informeren dat onze magneetbrochure is aangepast. U leest de volledige informatie [hier](#).

Indien u geïnteresseerd bent in het bestellen van onze legering, kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via sales@dynadental.com. Ons team zal de legering graag voor u reserveren. We raden ook aan om onze nieuwsbrief in de gaten te houden voor updates binnen Dyna Dental op onze website en webshop.

Implant manual Dyna Helix

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze producten en handleidingen. Daarom verwijzen we u graag naar onze website voor de verbeterde versie van de '[Dyna Helix Implant Manual](#)'.

Algemene voorwaarden

Tot slot willen wij u graag informeren over onze nieuwe algemene verkoopvoorwaarden. U kunt deze voorwaarden [hier](#) lezen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.




Facebook



Website



LinkedIn



Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#).

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#).

Voor een goede ontvangst voegt u sales@dynadental.com toe aan uw adresboek.